



GERSTEL-DisposablePipetteExtraction DPX

Vials, Kappen und Flaschen

Beschreibung	Stückzahl	Bestell-Nr.
Reagenzgläser Fiolax, 12 x 75 mm	100	093640-082-00
1,5-mL-Mikroliterflaschen, 32 x 11,6 mm, klar	100	093640-046-00
PP-Schraubkappe, 9 mm, blau mit Loch, Kurzgewinde	100	093640-075-00
100-mL-Lösungsmittelflasche inkl. Kappe und Septum	1	093631-054-00
Kappen- und Septen für 10- und 100-mL-Lösungsmittelflaschen	100	093631-055-00

DPX-Pipettenspitzen für die automatisierte DPX

Beschreibung	Stückzahl	Bestell-Nr.
DPX-Tip, 1 mL, RP (Styrol-Divinylbenzol-Material)	100	017500-119-00
DPX-Tip, 1 mL, CX (Kationenaustauscher)	100	017501-119-00
DPX-Tip, 1 mL, WAX (Schwacher Anionenaustauscher)	100	017504-119-00

DPX-QuEChERS-Tips sind auf Anfrage verfügbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte per e-mail: gerstel@gerstel.de

Manuelle DPX-Test-Kits

Beschreibung	Stückzahl	Bestell-Nr.
DPX-Test-Kit, 1 mL, RP (Styrol-Divinylbenzol-Material)	5	017500-150-00
DPX-Test-Kit, 1 mL, CX (Kationenaustauscher)	5	017501-150-00
DPX-Test-Kit, 1 mL, WAX (Schwacher Anionenaustauscher)	5	017504-150-00

DPX-QuEChERS-Tips sind auf Anfrage verfügbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte per e-mail: gerstel@gerstel.de



GERSTEL certified SUPPLIES

Spritzen

Beschreibung	Stückzahl	Bestell-Nr.
2,5-mL-Spritze ohne Nadel	1	009980-063-00
1,0-mL-Spritze ohne Nadel	1	009980-064-00
GC-Nadel für 1,0/2,5-mL-Spritzen, AD 0,63 mm, ID 0,36 mm, Nadellänge 60 mm	2	009980-066-00

DPX Ersatz- und Verbrauchsteile

Beschreibung	Stückzahl	Bestell-Nr.
Service-Kit für DPX-Waste-Tray	1	016381-000-00
Waste-Kanister 5L GL45 (PE-HD)	1	015504-003-00
Safety Waste Cap GL45 für Waste-Kanister	1	015504-005-00
Safety Aktivkohlefilter, klein (24 g)	1	015504-001-00
Safety Aktivkohlefilter, mittel (48 g)	1	015504-002-00
Safety Aktivkohlefilter, groß (100 g)	1	015504-017-00
Silikonschlauch, 2 m, ID = 6 mm, AD = 9 mm	1	015994-002-00
Blindschrauben PTFE UNF 1/4" 28G	10	015504-010-00
Blindschraube PTFE NPT 1/8" für Leak-Anschluss	1	015504-011-00

GERSTEL

G L O B A L A N A L Y T I C A L S O L U T I O N S

GERSTEL GmbH & Co. KG
Eberhard-Gerstel-Platz 1
45473 Mülheim an der Ruhr
Deutschland

GERSTEL, Inc.
701 Digital Drive
Suite J
Linthicum, MD 21090
USA

GERSTEL AG
6210 Sursee
Schweiz

GERSTEL K.K.
2-13-18 Nakane, Meguro-ku
152-0031 Tokyo
Dai-Hyaku Seimei Toritsu Ltd
Ekimae Bldg 2F
Japan

 **Agilent Technologies**
Premier Solution Partner

+49 208 - 7 65 03-0
+49 208 - 7 65 03-33
@ gerstel@gerstel.de
www.gerstel.de

+1 410 - 247 5885
+1 410 - 247 5887
@ sales@gerstelus.com
www.gerstelus.com

+41 41 - 9 21 97 23
+41 41 - 9 21 97 25
@ gerstel@ch.gerstel.com
www.gerstel.de

+81 3 57 31 53 21
+81 3 57 31 53 22
@ info@gerstel.co.jp
www.gerstel.co.jp



GERSTEL®, GRAPHPACK® und TWISTER® sind eingetragene Marken der GERSTEL GmbH & Co. KG.
Änderungen vorbehalten © Copyright by GERSTEL GmbH & Co. KG

www.gerstel.de